

GUÍA PARA PROFESIONALES

Mucho más que potencia



ReSound ENZO Q™

La solución auditiva completa para la
pérdida de audición de severa a profunda

ReSound GN
.....

GN Making Life Sound Better
FOR 150 YEARS

ReSound ENZO Q - más allá de la potencia

La confianza comienza por una experiencia auditiva que permita a las personas oír y disfrutar de los sonidos a su alrededor, en cualquier entorno, de forma clara, agradable, fiable y sin problemas. ReSound ENZO Q, nuestro nuevo audífono Premium-Plus para pérdidas auditivas de severas a profundas, es una solución auditiva completa que proporciona un sonido de alta calidad desde cualquier dirección, toda la ganancia necesaria sin retroalimentación, y una conectividad perfecta con prácticamente cualquier fuente de audio.

Junto con el ajuste remoto a través de ReSound Assist y la atención al cliente en tiempo real con el nuevo ReSound Assist Live, el resultado es una experiencia auditiva más potente y personalizada que nunca.

ReSound ENZO Q ayuda a sus clientes a desarrollar todo su potencial, sin excepción.

SONIDO CLARO Y AGRADABLE DE ALTA CALIDAD

Nuestra plataforma de procesadores más potente, cuenta con capacidad de procesamiento, memoria y eficiencia añadida, proporcionando la base para el procesamiento de sonido más avanzado disponible.

CONECTIVIDAD SIN IGUAL Y TRANSMISIÓN DIRECTA

ReSound ENZO Q permite transmitir directamente desde dispositivos iOS y Android™ para disfrutar de un sonido nítido y agradable al hablar por teléfono, ver la televisión o escuchar música.

TOTALMENTE PERSONALIZABLE A LAS PREFERENCIAS DE SUS CLIENTES

Dondequiera que estén, podrán ajustar sus audífonos y su experiencia auditiva directamente desde su teléfono.



ASISTENCIA REMOTA SENCILLA Y EN TIEMPO REAL

ReSound Assist y el nuevo ReSound Assist Live ofrecen más formas aún de acercarse a sus clientes y de ajustar sus audífonos donde quiera que se encuentren.

SE COMPLEMENTAN A LA PERFECCIÓN CON LOS IMPLANTES COCHLEAR™

Ofrezca una solución bimodal complementaria que mejora el reconocimiento del habla en ambientes ruidosos y la localización de la fuente del sonido, incluyendo la transmisión directa a ambos oídos.

Sonido nítido y agradable de alta calidad

IMPRESIONANTE PLATAFORMA DE MICROPROCESADORES

ReSound ENZO Q ha sido desarrollado sobre nuestra plataforma de microprocesadores más potente, con un diseño totalmente renovado para ofrecer el procesamiento de sonido más avanzado hasta la fecha.

El resultado es un sonido nítido y agradable, múltiples opciones de conectividad y una batería que dura hasta un 20 % más.

SONIDO NÍTIDO

La nitidez del sonido es de vital importancia para las personas con pérdida auditiva de severa a profunda. También muestran una mayor variabilidad en sus preferencias de sonido amplificado. La compresión de frecuencia de la prestación Transformación Espectral puede ayudar a sus clientes a escuchar sonidos de alta frecuencia que de otra manera serían inaudibles debido a la severidad de la pérdida de audición.

ESCUCHA DEL ENTORNO OPTIMIZADA

Escuchar en lugares ruidosos es un gran problema para las personas con pérdida de audición. La Direccionalidad binaural III, una aplicación única de los micrófonos direccionales, mejora la escucha de las personas en la vida real, no en el laboratorio. Les brinda acceso a los sonidos a su alrededor, no solo los que se producen delante, mejorando así su sentido espacial.

SONIDO AGRADABLE


Los niveles de amplificación muy elevados ayudan a las personas con pérdida auditiva de severa a profunda a sentirse conectadas y seguras en su entorno, pero resulta agotador cuando se amplifican sonidos poco interesantes o desagradables. ReSound ENZO Q consigue el equilibrio adecuado con una gestión avanzada

del ruido. Mediante un análisis preciso del entorno, la función Controlador de ambiente II ajusta automáticamente el volumen, y NoiseTracker II establece los ajustes de reducción de ruido en los niveles justos para mantener los sonidos de fondo molestos a un volumen agradable aunque todavía audible. El Reductor de ruidos súbitos suaviza los sonidos de aparición repentina, que pueden ser particularmente estridentes cuando se escuchan a través de audífonos.


MENOS REALIMENTACIÓN, MÁS GANANCIA

Un sonido nítido solo es posible si el audífono puede proporcionar suficiente ganancia sin feedback. DFS Ultra II aumenta la ganancia útil de cualquier adaptación sin comprometer la dinámica de las situaciones cotidianas.

Audífonos de la competencia



ReSound ENZO Q



- Mano cerca del audífono
- Gestión activa de la retroalimentación

Comparado con otro audífono de gama alta para pérdidas auditivas de severas a profundas, DFS Ultra II evitó que ReSound ENZO Q crease un pico de retroalimentación al aproximar una mano a los micrófonos del audífono.

ReSound Smart Fit™

Desde la primera adaptación hasta el ajuste remoto, ReSound Smart Fit ofrece una experiencia de adaptación y atención auditiva rápida e intuitiva. Tendrá a su alcance las herramientas necesarias para satisfacer las preferencias individuales y una selección de prescripciones de adaptación. Los distintos esquemas de compresión, constante de tiempo y limitación de salida le ayudarán a crear una experiencia sonora personalizada para cada usuario de ReSound ENZO Q.

MEDICIONES AUDITIVAS REALES

La función AutoREM ha demostrado ser aproximadamente un 15 % más rápida en el cumplimiento de los objetivos prescriptivos que la adaptación manual¹. Con la guía paso a paso de AutoREM, resulta sencillo igualar la ganancia en oído real con los distintos objetivos prescriptivos de forma automática y precisa. Los datos medidos se guardan en su base de datos de NOAH y pueden ser vistos más tarde en el módulo de medición del oído real.

MAYOR ATENCIÓN DONDEQUIERA QUE ESTÉN LOS USUARIOS

La primera adaptación siempre se realiza en la clínica, y posteriormente, su software de adaptación con ReSound Assist le permitirá estar en contacto con sus clientes de manera remota. El novedoso ReSound Assist Live facilita aún más las sesiones de adaptación online en tiempo real.

1. Koehler & Kulkarni, 2014

60% de mejora en el reconocimiento del habla procedente de delante en ambientes ruidosos¹

Los usuarios también escucharon el doble de bien el habla que procedía de los laterales o de atrás²

89% de las veces, los oyentes calificaron los sonidos súbitos, como el tintineo de botellas entre sí, como más suaves con la Reducción de ruidos súbitos³


1. Ventajas de un micrófono direccional comparado con un micrófono omnidireccional (datos de archivo)
2. En comparación con otros audífonos premium con una fuerte direccionalidad para la pérdida auditiva de severa a profunda, Jespersen et al, 2017
3. Sjolander et al, 2019

Ajustes de sonido fáciles y personales

Cada persona es única y también lo son las dificultades a las que se enfrentan en las distintas situaciones auditivas. Esto requiere una experiencia y una solución auditiva verdaderamente personalizadas. Sus clientes podrán disfrutar de un nivel de personalización moderno y práctico controlando los audífonos directamente desde su teléfono.

La aplicación ReSound Smart 3D™ permite a los usuarios obtener la mejor experiencia auditiva posible en cualquier entorno utilizando un proceso de deslizamiento y selección, tan sencillo como comprobar un mensaje de texto.

Esta aplicación de uso sencillo y discreto pone el control en tiempo real al alcance de los usuarios. La variedad de programas para diferentes ambientes acústicos permitirá a sus clientes optimizar los sonidos mediante, por ejemplo, el enfoque en el habla o la reducción del ruido de fondo, para adaptarse a su situación actual.



SELECTOR DE PROGRAMAS

Fácil deslizamiento por el carrusel de programas ambientales, desde Global y Restaurante, hasta Música o Aire Libre.

MEJORA DE SONIDO

Cuando necesiten más claridad, los usuarios pueden aumentar el enfoque en el habla y reducir el ruido, incluido el del viento, con una sencilla barra deslizante. Los filtros y los botones de acceso rápido permiten optimizar fácilmente para una escucha clara y agradable.

GEOETIQUETADO

Cuando los usuarios encuentran una configuración que les funciona, pueden marcarla como favorita. Incluso pueden geoetiquetar estos ajustes en una ubicación preferida para que se apliquen directamente siempre que regresen a ese lugar.

LOCALIZADOR DE AUDÍFONOS EXTRAVIADOS

Los audífonos ReSound ENZO Q están diseñados para tenerlos a mano. Los usuarios pueden ver dónde se encuentran sus audífonos y su última posición registrada en un mapa.

ALIVIO DEL TINNITUS


Si sus clientes experimentan tinnitus, podrán ajustar fácilmente el nivel de los sonidos terapéuticos y calmantes del tinnitus sin que esto afecte al volumen de sus audífonos.





Conectividad y transmisión directa aún mejores

Los usuarios pueden transmitir directamente desde dispositivos iOS y Android™ a los audífonos y disfrutar de un sonido nítido y agradable. Hablar por teléfono, ver la televisión o escuchar música es tan sencillo como utilizar unos auriculares estéreo inalámbricos.



EL RESULTADO ES IMPRESIONANTE

Los estudios revelan que cuando transmiten a sus audífonos, los usuarios pueden entender un 50 % más de la conversación de media, en comparación con una llamada de teléfono normal.¹

COMPATIBILIDAD CON TELECOIL

ReSound ENZO Q incorpora también telecoil, que permite al usuario conectarse a los sistemas de bucle inductivo, para que poder disfrutar de los sonidos amplificados directamente en sus audífonos en espacios públicos, como salas de conferencias o salas de conciertos.

1. Jespersen & Kirkwood, 2015.






Accesorios inalámbricos para facilitar la vida

Tanto en el trabajo como durante las actividades de ocio, los accesorios inalámbricos de ReSound ayudarán a los usuarios en situaciones auditivas difíciles. Los elegantes accesorios funcionan conjuntamente como un sistema inteligente para lograr una experiencia auditiva perfecta en tiempo real.

Los accesorios de ReSound son compatibles tanto con los sistemas anteriores como con los sistemas futuros; facilitan la conexión a prácticamente cualquier fuente de audio y transmiten el sonido directamente a los audífonos ReSound ENZO Q.



RESOUND MULTI MIC

Se conecta con sistemas de bucle inductivo y FM1. Este micrófono se prende en la ropa del interlocutor del usuario. También se puede colocar en una mesa para que funcione como micrófono de sobremesa en conversaciones de grupos más grandes.

RESOUND MICRO MIC

Mantener conversaciones en ambientes ruidosos es más fácil con este micrófono. Se prende en la ropa del interlocutor del usuario. Funciona a una distancia de hasta 25 metros sin obstáculos.

RESOUND TV STREAMER 2

Transmite el sonido de la televisión directamente a los audífonos. El volumen del usuario se puede ajustar y regular independientemente del volumen fijado por cualquier otro espectador utilizando los Mandos a distancia ReSound.

1. FM receiver required

RESOUND MINI MANDO

Los grandes botones ranurados facilitan su uso, especialmente para clientes con problemas de destreza. Los ajustes rápidos del volumen del audífono y el cambio de programa son más discretos que nunca gracias a su pequeño tamaño.

RESOUND MANDO A DISTANCIA 2

Los usuarios podrán controlar los cambios de volumen y programa, ajustar los audífonos, silenciarlos y comprobar todas las conexiones de los accesorios inalámbricos de manera fácil y cómoda.

RESOUND PHONE CLIP+

El usuario puede prenderlo en su ropa para hacer llamadas telefónicas claras, silenciar el ruido de fondo o transmitir música o audio desde cualquier teléfono o dispositivo inteligente con Bluetooth®.

Atención auditiva donde quiera que se encuentren usted y sus clientes

Disfrute de más formas de acercarse a sus clientes y superar sus expectativas de servicio. ReSound Assist Live es el novedoso y fascinante servicio online cara a cara y en tiempo real de ReSound Assist¹, nuestra popular solución de ajuste remoto.

OFREZCA UNA ATENCIÓN AUDITIVA CARA A CARA Y EN TIEMPO REAL DESDE CUALQUIER LUGAR

A veces, a un cliente le puede resultar difícil ir a la clínica o simplemente necesita un seguimiento. Ahora existe una forma flexible de permanecer accesible y visible, y asegurarse de que sus clientes sigan recibiendo la atención que necesitan. El nuevo ReSound Assist Live y la aplicación ReSound Smart 3D facilitan enormemente las sesiones de adaptación online cara a cara, en cualquier momento y lugar. Conéctese a través de una videollamada para ajustar los audífonos de los usuarios de forma remota, directamente desde su software ReSound Smart Fit en tiempo real.

ENVÍE AJUSTES PRECISOS A CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO

Ofrezca a sus clientes un nivel de servicio aún mejor enviando los ajustes directamente a su aplicación ReSound Smart 3D. Lleve un registro de cómo se sienten con el sistema de calificación de satisfacción del usuario incorporado.

1. Pregunte a su representante de ReSound la fecha de disponibilidad

MÁS PUNTOS DE CONTACTO PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Con ReSound Assist, nuestra solución auditiva completa a distancia, podrá ofrecer a sus clientes un programa de atención auditiva personalizado de múltiples formas: sesiones en vivo en su clínica, adaptaciones remotas cara a cara, y ajustes remotos.

ESTO ES LO QUE LOS AUDIOPROTESISTAS DICEN SOBRE RESOUND ASSIST²

- 87 %** afirman que puede proporcionar la mejor adaptación en menos tiempo.
 - 81 %** aseguran que reduce el número de citas.
 - 94 %** dicen que les permite proporcionar una mejor experiencia auditiva.
 - 100 %** recomendarían ReSound Assist a otros.
-

2. Encuesta de GN Hearing, 2017



Se complementan a la perfección con los implantes Cochlear™

Las personas con un implante coclear en un oído podrán experimentar grandes beneficios con un audífono en el oído opuesto. El implante Cochlear™ y el audífono ReSound ENZO Q, u otros audífonos de ReSound, crean una solución bimodal complementaria que puede mejorar el reconocimiento del habla en ambientes ruidosos y la localización de la fuente sonora, proporcionando al mismo tiempo una calidad de sonido superior, entre otros beneficios, comparado con el uso de un implante coclear por sí solo.¹⁻⁴

CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN PARA UNA EXPERIENCIA BIMODAL COMPLETA

ReSound y Cochlear comparten la tecnología inalámbrica, por lo que sus clientes podrán transmitir directamente a su implante coclear y a su audífono ReSound simultáneamente desde un dispositivo iOS o Android compatible, o desde distintos accesorios inalámbricos.* Gracias al mayor sonido en ambos oídos y a la calidad de sonido superior en comparación con el uso de un implante coclear por sí solo⁴, podrán recibir llamadas telefónicas, disfrutar

de su música o series de televisión favoritas, o conversar sin problemas con un compañero en un restaurante ruidoso.

La Alianza Smart Hearing, una colaboración exclusiva entre Cochlear y ReSound, le ayudará a ofrecer una solución bimodal a los usuarios. Juntos, Cochlear y ReSound han desarrollado una guía paso a paso para ayudarle a optimizar la adaptación bimodal. Esto incluye la nivelación de los indicadores acústicos del audífono, para que los dos dispositivos funcionen como un solo sistema. La Alianza Smart Hearing también ofrece soluciones de conectividad avanzadas a sus clientes bimodales.



Smart Hearing Alliance

* Para obtener información sobre compatibilidad y dispositivos, visite cochlear.com/compatibility y resound.com/compatibility

1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. *Ear Hear* (2004 Feb); 25, 9–21.
2. Moreira C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. *Acta Otolaryngol* (2012 Jun); 132, 1084–1094.
3. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). *J Am Acad Audiol* (2009 Jun); 20, 353–373.
4. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). *Eur Arch Otorhinolaryngol* (2015 Nov); 272, 3209–3215.
5. Datos preliminares en archivo: *Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685)*. 2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].

Pida consejo a su audioprotesista sobre los tratamientos para la pérdida de audición. Los resultados pueden variar, y su audioprotesista le asesorará sobre los factores que podrían afectar a su resultado. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, el logo elíptico, y las marcas que llevan el símbolo ® o ™, son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited o Cochlear Bone Anchored Solutions AB (a menos que se indique lo contrario).

La potencia es solo una de sus prestaciones



Elegantemente fiable y resistente


No importa lo activos que sean sus clientes, es importante que la tecnología y los dispositivos que elijan sean resistentes y robustos. ReSound ENZO Q está diseñado para dar soporte a las necesidades de todos los usuarios.

La gama cuenta con dos potentes modelos, el High Power BTE 88 y el Super Power BTE 98, que impresionan por la larga duración de sus baterías, lo que supone una gran ventaja para la transmisión. Ambos modelos están disponibles en 10 elegantes colores para adaptarse al estilo de cada usuario.

ReSound entiende lo mucho que sus clientes confían en sus audífonos. Por ello, cada resistente audífono ReSound ENZO Q se trata en fábrica con un recubrimiento protector nanotecnológico iSolate, que repele el agua, la cera del oído y los residuos para proteger su delicada electrónica. Los nuevos audífonos también tienen una clasificación de resistencia al polvo y al agua de IP68.




RANGO DE AJUSTE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EQ98-DWT				
IEC 60118-0 2nd IEC 711 Simulador de oído				
IEC 60118-0 3rd IEC 60118-7 ANSI S3.22 Acoplador 2cc				
Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	62	53	dB
Total ganancia (entrada 50 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	86	83	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	144	141	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz	4.7	4.2	%
	800 Hz	0.8	0.5	
	1600 Hz	0.8	0.7	
	3200 Hz	-	0.2	
Sensibilidad del telecoil (entrada 1 mA/m)	Max. HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)	117	113	dB SPL
Sensibilidad del telecoil @ 1mA/m	HFA 1600 Hz/HFA	123	113	
Ruido de entrada equivalente, con/sin reducción de ruido		23	27	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, con/sin reducción de ruido		7	8	dB SPL
Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015		100-6120*	100-5200	Hz
Consumo de corriente (Inactivo/Funcionando)		1.3/1.7	1.3/3.3	mA

* Medido de acuerdo con la norma IEC60118-0:2015, con el acoplador del simulador de oído 711.




EQ88-DWHT				
IEC 60118-0 2nd IEC 711 Simulador de oído				
IEC 60118-0 3rd IEC 60118-7 ANSI S3.22 Acoplador 2cc				
Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	60	53	dB
Total ganancia (entrada 50 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	80	73	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	141	134	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz	1.4	2.8	%
	800 Hz	0.6	0.4	
	1600 Hz	0.8	0.4	
	3200 Hz	-	0.1	
Sensibilidad del telecoil (entrada 1 mA/m)	Max. HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)	110	103	dB SPL
Sensibilidad del telecoil @ 1mA/m	HFA 1600 Hz/HFA	123	114	
Ruido de entrada equivalente, con/sin reducción de ruido		23	22	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, con/sin reducción de ruido		13	12	dB SPL
Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015		100-5270*	100-4940	Hz
Consumo de corriente (Inactivo/Funcionando)		1.18/1.4	1.18/1.4	mA

* Medido de acuerdo con la norma IEC60118-0:2015, con el acoplador del simulador de oído 711.

Datos de acuerdo con la norma IEC60118-0 Edición 3.0 2015-06, IEC60118-7 y ANSI S3.22-2009, tensión de alimentación 1,3 V

Datos de acuerdo con la norma IEC60118-0 Edición 3.0 2015-06, IEC60118-7 y ANSI S3.22-2009, tensión de alimentación 1,3 V

TABLA DE PRESTACIONES DE RESOUND ENZO Q

PRESTACIÓN	VENTAJA	BENEFICIO
Direccionalidad Binaural III		
	El intercambio continuo de datos de oído a oído sobre el entorno optimiza los patrones polares y los ajustes del micrófono en cualquier situación de escucha.	Al proporcionar al cerebro la información correcta desde ambos oídos, los usuarios podrán seguir las conversaciones sin esfuerzo y cambiar su foco de atención de forma natural.
Sensación espacial		
	Combina algoritmos que restauran las señales del pabellón auricular y las diferencias interaurales de nivel para proporcionar al cerebro información acústica natural para la audición espacial.	Mejora la capacidad de los usuarios para detectar de dónde vienen los sonidos, pudiendo sentir el entorno de manera más natural.
Optimizador ambiental binaural II		
	Los audífonos trabajan en conjunto para analizar y clasificar con precisión el entorno de escucha, ajustando automáticamente la ganancia y los valores de reducción de ruido.	Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de una audibilidad y un confort auditivo óptimos, incluso cuando se muevan por ambientes acústicos en constante cambio.
Noise Tracker II		
	Una tecnología de sustracción espacial exclusiva que reduce el ruido no deseado sin degradar la señal del habla.	Esto mejora el confort de los usuarios en situaciones auditivas ruidosas, sin sacrificar la comprensión del habla.
Reductor de ruidos súbitos		
	Reduce la amplificación de los ruidos repentinos y breves.	Mejora el confort de la escucha ante sonidos súbitos sin sacrificar la audibilidad de los sonidos moderados y fuertes que los usuarios necesitan oír.
Transformación Espectral		
	Los sonidos de alta frecuencia se comprimen en el espectro de frecuencias. Se mantiene una relación proporcional entre las frecuencias de entrada y salida para minimizar la distorsión.	Esto mejora la audibilidad de las señales del habla que de otro modo se habrían perdido, manteniendo la mejor calidad de sonido posible.
DFS Ultra II		
	Nuestro exclusivo sistema de 2 canales y 2 filtros cancela el feedback acústico con una precisión aún mayor.	Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de un confort adicional y de una mejor audibilidad sin retroalimentación.
Flexibilidad en las estrategias de amplificación y las constantes de tiempo		
	ReSound ENZO Q ofrece modos de compresión lineales y semilineales como alternativas al WDRC.	Esto flexibiliza la adaptación al compensar las diferentes sensibilidades de volumen, de modo que podrá proporcionar niveles de sonido agradables para todos los usuarios.
Realce de graves		
	Una práctica herramienta para ajustar rápidamente la ganancia de las frecuencias por debajo de 1.000 Hz.	Proporcione una experiencia más intensa y completa en calidad de sonido.

NIVELES DE TECNOLOGÍA

MODELO	9	7	5
Configuraciones del dispositivo			
Tamaño de la pila	HP: 13, SP: 675		
Colores disponibles	10		
Prestaciones audiológicas			
Compresión WARP (WDRC) - número de canales	17	14	12
Direccionalidad Binaural III	●	-	-
Sensación espacial	●	-	-
Direccionalidad Binaural	-	●	-
Direccionalidad natural II	●	●	●
Procesador mix direccional	●	●	●
Mix direccional ajustable	●	-	-
Soft Switching sincronizado	●	●	-
Soft Switching	●	●	●
Direccionalidad adaptable autofoco	●	-	-
Direccionalidad adaptable multifoco	-	●	-
Direccionalidad adaptable	-	-	●
Optimizador ambiental binaural II	●	-	-
Controlador de ambiente	-	●	-
Noise Tracker II	●	○	○
Expansión	●	○	○
Reductor de ruidos súbitos	●	●	-
Wind Guard	●	○	○
Transformación Espectral	●	●	●
DFS Ultra II	●	●	●
Modo de música	●	●	●
Gestor de aceptación sincronizada	●	●	●
Realce de graves	●	○	○
Estrategia de amplificación (WDRC/Semilineal/Lineal)	●	●	○
Generador de sonido para tinnitus	●	●	●
Prestaciones funcionales			
Pulsador sincronizado	●	●	●
Control de volumen sincronizado	●	●	●
Smart Start	●	●	●
Phone Now	●	●	●
Comfort Phone	●	●	●
Comunicación oído a oído	●	●	●
Transmisión directa de audio	●	●	●
ReSound TV Streamer 2, Mini Mando, Mando a distancia 2, Phone Clip+, Micro Mic y Multi Mic	●	●	●
Aplicación ReSound Smart 3D™	●	●	●
ReSound Assist			
Ajuste remoto	●	●	●
Actualizaciones remotas de firmware	●	●	●
Características de adaptación			
ReSound Smart Fit™ 1.6 o superior	●	●	●
Programas totalmente flexibles	4	4	4
DFS automático	●	●	●
Analizador de a bordo II	●	●	●
Adaptación inalámbrica con Noalink Wireless	●	●	●

○ Básico

● Avanzado

● Superior

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TRANSMISIÓN, CONTROL DE APLICACIONES Y ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Opciones de control



	ReSound Smart 3D	Phone Clip+	Mando a distancia 2	Mini Mando
FUNCIONES DE VOLUMEN Y PROGRAMA				
Ajustes de volumen	Mono-/binaural	Binaural	Mono-/binaural	Binaural
Selección de programas del audífono	Selección directa	Pulsador (1-2-3-1...)	Pulsador (1-2-3-1...)	Pulsador (1-2-3-1...)
Selección del transmisor	Selección directa		Pulsador (1-2-3-1...)	
Balace entre el volumen del audífono y el de transmisión	•		•	
Silenciador del audífono	•	•	•	
OTRAS FUNCIONES				
ReSound Assist	•			
Botones de acceso rápido - accesos directos para la optimización del sonido	•			
Mejora de sonido - viento, ruido, enfoque en el habla*	•			
Mejora de sonido - ajuste de graves/medios/agudos	•			
Ajustes del gestor del tinnitus	•			
Creación de programas favoritos con o sin geoetiquetas	•			
Personalización del nombre del programa/transmisor por el usuario	•			
Localizador de audífonos extraviados	•			
Operaciones telefónicas		•		
Visualización de opciones de control	•	•	•	
Visualización de estado batería recargable RIE 61	•			

* Disponible en ReSound ENZO Q 9

Opciones del teléfono y la aplicación

Teléfono		Producto compatible con ReSound
iPhone*	Llamada telefónica	ReSound ENZO Q
	Uso de la aplicación	ReSound Smart 3D
Teléfonos Android**	Llamada telefónica	ReSound ENZO Q
	Uso de la aplicación	ReSound Smart 3D
Otros teléfonos con Bluetooth	Llamada telefónica	ReSound ENZO Q y Phone Clip+

* La aplicación ReSound Smart 3D se puede utilizar en iPhone, iPad y iPod Touch.

Vaya a resound.com/compatibility para consultar la lista completa de dispositivos compatibles.

** Compatible a partir de la versión 10 de Android y Bluetooth 5.0 con la función Transmisión a audífonos de Android.

Opciones de transmisión



	Phone Clip+	Multi Mic	Micro Mic	TV Streamer 2
FUNCIONALIDAD DEL TRANSMISOR				
Fuente de alimentación	Recargable - portátil	Recargable - portátil	Recargable - portátil	Enchufe en la pared Adaptador CA - FIJO
Calidad del audio	Estéreo (A2DP)	Mono	Mono	Estéreo
Captación de la voz	Micrófono direccional	Direccional/ omnidireccional	Micrófono direccional	
Telecoil		•		
Entrada directa de audio		•		•
Compatibilidad con FM (requiere receptor FM)		•		
Rango de frecuencia transmisión de audio	Transmisión A2DP: 100 Hz a 10.000 Hz Teléfono: 200 Hz a 3.400 Hz	100-8.000 Hz ±3 dB (Telecoil: 350-8.000 Hz)	100-8000 Hz ±3 dB	100-10000 Hz

ReSound GN

En ReSound entendemos lo importante que es para usted tener un colaborador en el que poder confiar. Un colaborador que no solo cuente con la última tecnología, sino que también mantenga el compromiso compartido de ir más allá para ayudar a las personas con pérdida de audición a adaptarse con éxito a la vida con audífonos. Así que es bueno saber que hemos mantenido nuestra promesa de ayudar a que la vida suene mejor durante más de 150 años, permitiéndole ayudar a sus clientes a escuchar más, hacer más y ser más de lo que nunca creyeron posible.

ReSound es parte del Grupo GN, pionero en el sonido de los audífonos ReSound y líderes en el mundo de los auriculares de oficina y auriculares deportivos de Jabra. El Grupo GN fue fundado en 1869, emplea a más de 5,000 personas y cotiza en NASDAQ OMX Copenhague.

Descubra como puede ayudar a sus clientes a beneficiarse de la solución auditiva completa para pérdidas auditivas de severas a profundas, ReSound ENZO Q.

resoundpro.com

 facebook.com/ResoundLatam

 twitter.com/resoundespaña

 linkedin.com/company/resound

© 2020 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Fabricante:

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com