



CP1000 Nucleus® 7
CP1150 KANSO 2



CP1001
Nucleus® 7 SE



CP1002
Nucleus® 7 S

Tipo	Detrás de la oreja (BTE) y opción única pieza	Detrás de la oreja (BTE)	Detrás de la oreja (BTE)
Tecnologías probadas de rendimiento auditivo	ADRO, ASC, AGC + SNR-NR + WNR automatización SCAN Micrófonos duales + zoom + Beam®	ADRO, ASC, AGC + SNR-NR automatización SCAN Micrófonos duales + zoom + Beam®	ADRO, ASC, AGC + automatización SCAN Micrófonos duales + zoom
Transmisión directa de audio*	Dispositivos Android y Apple compatibles	Dispositivos Android y Apple compatibles	Dispositivos Android compatibles
Compatibilidad con la transmisión bimodal*	Con audífonos ReSound* , dispositivos Android y Apple* y dispositivos True Wireless compatibles	Con audífonos ReSound* , dispositivos Android y Apple* y dispositivos True Wireless compatible	Con audífonos ReSound* , dispositivos Android* y dispositivos True Wireless compatibles
Aplicación Nucleus Smart*	Dispositivos Android y Apple compatibles	Dispositivos Android y Apple compatibles	Dispositivos Android compatibles
Remote Check~	✓	✓	✓
Duración batería recargable+	Hasta 40 horas+	Hasta 40 horas+	Hasta 40 horas+
Tamaño	21 % más pequeño y 16 % más liviano que el CP802	21 % más pequeño y 16 % más liviano que el CP802	21 % más pequeño y 16 % más liviano que el CP802
Bobina Slimline™	✓	✓	✓
Fácil de usar	Un botón (platino)	Un botón (platino)	Un botón (platino)
Accesorios de estilo de vida	Gama ampliada de accesorios disponibles	Gama ampliada de accesorios disponibles	Gama básica de accesorios disponibles
Compatibilidad con FM~	A través del Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ y del receptor Phonak Roger 20 FM	A través del Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ y del receptor Phonak Roger 20 FM	A través del Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ y del receptor Phonak Roger 20 FM
TrueWireless~	✓	✓	✓
Colores	5 colores	5 colores	3 colores